

## Procedure Description / Descripción Del Procedimiento

A systematic process of cleaning a whirlpool to maximize cleanliness and efficiency. Always do dry dusting first, then wet cleaning. Always work from ceiling to floor, and towards the doorway.

Un proceso sistemático de limpieza de un jacuzzi para maximizar la limpieza y eficiencia.. Siempre pase primero el plumero seco, luego realice la limpieza húmeda. Trabaje siempre desde el techo al piso y hacia la entrada.

## Equipment and Supplies / Equipo y Fuentes



Gloves  
Guantes



Safety Glasses  
Gafas de seguridad



Protective Footwear  
Calzado Protector



Wet Floor Signs  
Precaución - Piso Mojado





Restroom  
Restroom



Disinfect  
desinfectante

## Procedure / Procedimiento

1. If the whirlpool bath has soap scum and/or mineral deposit build-up, do the following procedure before using the disinfectant.
2. Use a phosphoric acid or similar cleaner to clean the soap scum and/or mineral deposit build-up. Use a brush or non-abrasive pad to help remove stubborn build-ups.
3. Rinse with water.
4. After using the whirlpool unit, drain and refill with fresh water to just cover the intake valve.
5. Use appropriate amount of an approved germicidal cleaner as directed on label. Start the pump to circulate the solution. Wash down the unit sides, seat of the chair lift and any/all related equipment with a clean swab, brush, or sponge. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes.
6. Repeat for heavy soiled units.
7. Drain germicide solution.
8. Rinse.



1. Si la bañera de hidromasaje tiene residuos de jabón y / o mineral acumulación de depósitos, realizar el siguiente procedimiento antes de usar el desinfectante.
2. Use un ácido fosfórico o un limpiador similar para limpiar la espuma de jabón y / o depósito de acumulación de minerales.
3. Enjuague con agua. eliminar obstinadas acumulaciones.
4. Después de usar la unidad de hidromasaje, drenar y volver a llenar con agua fresca para cubrir sólo la válvula de admisión.
5. Use la cantidad adecuada de un limpiador germicida aprobado como indica la etiqueta. Arranque la bomba para hacer circular la solución. Lavar las partes de la unidad, sede de la telesilla y cualquier / todos los equipos relacionados con un limpio hisopo, cepillo o esponja. Las superficies tratadas deben permanecer húmeda durante 10 minutos. metálicos y tabiques.
6. Repita la operación para unidades muy sucias.
7. Escurrir solución germicida.
8. Enjuague.

## Product Guide / Guía Del Producto

Name/Nombre	Function/Función	Dilution/Dilusión
64 Millennium Q	Disinfectant cleaner (limpiador desinfectante)	1:64 (2 oz per gallon)
Phos-Clean	Bowl & Tile Cleaner (Limpiador del Tazon)	RTU
256 Century Q	Disinfectant cleaner (limpiador desinfectante)	1:256(1/2 oz per gallon)