

# 256 Century Q



### Nettoie et désinfecte

Le 256 Century Q est un nettoyant désinfectant au pH neutre, approuvé pour les hôpitaux, qui désinfecte, nettoie et désodorise en une seule étape sans nécessiter de rinçage. Il peut être utilisé sur toute surface environnementale non-poreuse devant être désinfectée.

Peut être utilisé dans les salles de bain, les hôpitaux, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les foyers de soins, les toilettes publiques, les établissements, les écoles, les collèges, les garderies, les jacuzzis, les vestiaires, les restaurants, les bars, les hôtels, les motels, les cliniques vétérinaires, les chenils et les entrepôts, les cuisines, ainsi que sur l'équipement d'entraînement physique et toute surface ne venant pas en contact avec de la nourriture.

### Bactéricide

Ce désinfectant à large spectre approuvé pour les hôpitaux s'est révélé efficace contre le virus grippal de type A (grippe de Hong Kong) et peut inactiver tout virus grippal de type A, y compris le sous-type H1N1 (à l'origine de la pandémie de 2009).

### Fongicide

Ce produit tue le champignon causant le pied d'athlète (Trichophyton mentagrophytes, communément nommé dermatomycose).

### Virucidal

Ce produit tue le virus VIH-1 (cause du Sida), le virus de l'Hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite C (VHC), le virus grippal de type A (grippe de Hong Kong), l'adénovirus de type 4, le virus de la maladie de carré (maladie du jeune chiot) et le virus de la rage.

### Virus sans enveloppe

Ce produit est efficace contre le rotavirus et l'adénovirus de type 4.

### Anti-moisissure

Élimine et prévient la moisissure ainsi que les odeurs pouvant s'en échapper sur toute surface rigide et non-poreuse.

*Pour une liste complète des recommandations, des conseils d'utilisation et des données d'essai visitez la Fiche Technique 1411 Century Q sur le site de Multi-Clean.*

### Distributeur Multi-Task

Le distributeur breveté unique Multi-Task permet de verser des quantités spécifiques plus facilement.



### Distributeur sécuritaire

appuyer sur le bouton pour faire distribuer avec précision deux produits ou plus du récipient Multi-Task.

### Squeeze and Pour

Ne nécessite aucun équipement. Il n'y a qu'à appuyer sur le contenant pour mesurer la quantité nécessaire.



### Easy-Fill Gun

Dilue le produit à 2,5GPM dans votre récipient RTU, votre seau ou votre auto-récureuse.



### Flex-4

Support mural, distributeur de quatre produits, appelez et appuyez sur le bouton.



**Emballage**  
4 bouteilles de 2  
litres 953172PL

Pour plus de renseignements visitez la fiche sur la prévention des infections du site internet de Multi-Clean

### Caractéristiques Générales

Apparence.....	Liquide rouge
Odeur.....	Fraîche
pH (non-dilué).....	7,2 – 8,2
Gravité spécifique.....	1,004 – 1,008
Point d'inflammation.....	> 92,7°C (199°F)
Pouvoir moussant.....	Faible – moyen
Rinçabilité.....	Excellente
Stabilité au stockage.....	1 an dans des conditions normales
Numéro d'identification du médicament (DIN).....	02436310

### Dilutions ..... 1:256 (660 ppm quat)

Squeeze N Pour.....	15 ml (1/2 oz.) par 3,78 L d'eau
Rendement par 2 litres.....	514,8L (136 gallons) RTU
Rendement par 2 litres.....	514,8L (544 quarts) RTU

Warning & Disclaimer: Results may vary. Multi-Clean chemicals are to be used only by appropriately trained personnel. IMPROPER USE POSES RISK OF PHYSICAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE. See appropriate Multi-Clean Method Bulletin for further warnings and information for your application. The suitability of and proper application of this product is the responsibility of the applicator. The manufacturer disclaims all warranties, express and implied, including any warranties of MERCHANTABILITY AND FITNESS OF PURPOSE. The manufacturer's liability is limited to replacement of or reimbursement for any product proved defective. No person has authority to waive these disclaimers or make any representations or warranties on behalf of the manufacturer, except in writing signed by the manufacturer. 07112019